

Anti-Hnf-4-Alpha Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa Und Chip - P49698

Artikelnummer: CM0002164

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen HNF-4-alpha, einen Kernrezeptor, der für die Leberentwicklung und den zirkadianen Rhythmus entscheidend ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und ChIP mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNF-4-alpha Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF-4-alpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3172
Gen-ID	15378
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49698
Protein-Gewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel