


Anti-Hnf1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20823

Artikelnummer: CM0029124



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HNF1α (Hepatocyte nuclear factor 1-alpha), geeignet für WB und ELISA. Detektiert endogenes HNF1α in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Für die Forschung zu leberspezifischer Transkription und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HNF1α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6927
GenID	6927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-130 von humanem HNF1α (NP_000536.6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20823
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel