

Anti-Hnf3B/Foxa2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y261

Artikelnummer: CM0003068



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HNF3 β /FOXA2 (Q9Y261). Geeignet für WB-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Forschung zu Entwicklung, Glukosehomöostase und Leberfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNF3 β /FOXA2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
Spezies	Human
GeneID (human)	3170
GeneID	3170
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HNF3 β /FOXA2 (Q9Y261) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y261
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel