


Anti-Hnf4G Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14541

Artikelnummer: CM0023749



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes HNF4G (NR2A2), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte; erkennt eine Bande von ~46 kDa. Ideal für die Untersuchung der Funktion von Transkriptionsfaktoren nukleärer Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNF4G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3174
GenID	3174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 366-445 von humanem HNF4G (NP_004124.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14541
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel