


Anti-Hnf4G Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14541

Artikelnummer: CM0012131



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-HNF4G Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem HNF4G. Ideal für die Forschung zur transkriptionellen Regulation und nukleären Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNF4G Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NR2A2; NR2A3; HNF4G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3174
Gen-ID	3174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 319-408 von humanem HNF4G5 (NP_004124.4) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14541
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel