

## Anti-Hnmt Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50135

Artikelnummer: CM0020444



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HNMT. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des Histaminstoffwechsels und der Atemwegreaktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HNMT Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | HMT; MRT51; HNMT-S1; HNMT-S2; HNMT                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                    |
| Gen-ID (Human)    | 3176                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 3176                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-292 des humanen HNMT (NP_008826.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | P50135                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 33kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                |