

Anti-Hnrrnp A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09651

Artikelnummer: CM0021497



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP A1, validiert durch KO, für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Forschungsanwendung für Studien zur mRNA-Verarbeitung, zum Spleißen und Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] hnRNP A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1; A1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3178
Gen-ID	3178
Immunogen	Rekombinantes Protein, das die Aminosäuren 1-140 von humanem hnRNP A1 enthält (NP_002127.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09651
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel