


Anti-Hnrrnp A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P09651

Artikelnummer: CM0003158



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP A1 (P09651). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mRNA-Verarbeitung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3178
GenID	3178
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem hnRNP A1 (P09651) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09651
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel