

Anti-Hnrrnp A2B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Kd Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Artikelnummer: CM0008190



Einführung

Anti-hnRNP A2B1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, KD validiert, für Western Blot, IHC, IF und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-hnRNP A2B1. Peptid-Immunogen; 37 kDa. Ideal für Forschung zu RNA-Verarbeitung und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] hnRNP A2B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3181
GenID	3181
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 151-250 von humanem HNRNPA2B1 entspricht (NP_112533.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22626
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel