

Anti-Hnrrnp-C-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P07910

Artikelnummer: CM0010863



Einführung

Anti-hnRNP-C-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, reaktiv mit Mensch und Maus, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Richtet sich gegen heterogene nukleäre Ribonukleoproteine C1/C2, die an der Prä-mRNA-Bindung und dem Spleißen beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP-C-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3183
GeneID	3183
Immunogen	Rekombinantes Protein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-170 des humanen hnRNP C (P07910)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07910
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel