

Anti-Hnrrnp C1/C2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P07910

Artikelnummer: CM0019847



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP C (C1/C2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur prä-mRNA-Bindung, mRNA-Stabilität und Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C1; C2; HNRNP; HNRPC; SNRPC; hnRNP C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3183
GenID	3183
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 86-190 von humanem hnRNP C (NP_112604.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07910
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel