

Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15365

Artikelnummer: CM0017171



Einführung

Humaner hnRNP E1/PCBP1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Ziel ist ein einzelsträngiges Nukleinsäure-bindendes Protein, das an der RNA-Verarbeitung und viralen Replikation beteiligt ist. Ideal für die IVD-Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP E1/PCBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Spezies	Human
GeneID (human)	5093
GeneID	5093
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15365
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel