

Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15365

Artikelnummer: CM0003667



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PCBP1 (hnRNP E1). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Poly(rC)-bindendes Protein, das an der RNA-Verarbeitung und Erythropoese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	hnRNP E1/PCBP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5093
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PCBP1 (Q15365) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15365
Proteinmasse	37kDa
Versand	Eisbeutel