

Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15365

Artikelnummer: CM0004025



Einführung

Hochleistungs-kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP E1/PCBP1 (SWISS: Q15365). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung von RNA-bindenden Proteinen und Erythropoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP E1/PCBP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Spezies	Mensch
GenID	5093
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem hnRNP E1/PCBP1 entspricht (NP_006187.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15365
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel