


Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15366

Artikelnummer: CM0024704



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes hnRNP E2/PCBP2 (Q15366), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von RNA-Prozessierung und angeborener antiviraler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP E2/PCBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5094
GenID	5094
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15366
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel