


Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q15366

Artikelnummer: CM0005415



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen hnRNP E2/PCBP2 (SWISS: Q15366). Geeignet für WB, IP, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Für IVD-Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP E2/PCBP2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5094
Gen-ID	5094
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des menschlichen hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15366
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel