


Anti-Hnrnp E2/Pcbp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q15366

Artikelnummer: CM0003879



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP E2/PCBP2. Validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für antivirale Signalgebung, RNA-Stoffwechsel und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP E2/PCBP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HNRPE2; HNRNP2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5094
GeneID	5094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 220-350aa von humanem hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15366
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel