


Anti-Hnrrnp F Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Artikelnummer: CM0007661



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes hnRNP F. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Prä-mRNA-Prozessierung und alternativem Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP F Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HNRNPF; HNRPF; OK/SW-cl.23; mcs94-1; heterogenes nukleäres Ribonukleoprotein F; hnRNP F
Spezies	Human
Gen-ID	3185
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem hnRNP F
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52597
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel