

Anti-Hnrrnp K Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Artikelnummer: CM0022509



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes hnRNP K (P61978), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS 1-280). Ideal für Studien zum Prä-mRNA-Stoffwechsel und zur DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP K Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Spezies	Human
GeneID (human)	3190
GeneID	3190
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen hnRNP K (NP_112552.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61978
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel