

Anti-Hnrnp K Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61978

Artikelnummer: CM0002689



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes hnRNP K gerichtet ist; validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu prä-mRNA-Verarbeitung, p53-Signalisierung und neuronaler Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP K Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AUKS; CSBP; TUNP; HNRPK; hnRNP K
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3190
GenID	3190
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem hnRNP K (P61978) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61978
Proteingewicht	49kDa/51kDa
Versand	Eisbeutel