


Anti-Hnrnp Q/Syncrip Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60506

Artikelnummer: CM0012011



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP Q/SYNCRIP (SWISS: O60506). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu RNA-Metabolismus und translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP Q/SYNCRIP Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10492
GenID	10492
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 524-623 von humanem hnRNP Q/SYNCRIP (O60506) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60506
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eispackung