


Anti-Hnrnp Q/Syncrip Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60506

Artikelnummer: CM0030908



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen hnRNP Q/SYNCRIP, validiert für Anwendungen WB, IHC-P, ELISA. Detektiert endogenes hnRNP Q in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu mRNA-Prozessierung und Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP Q/SYNCRIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYNCRIP
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10492
GenID	10492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des menschlichen hnRNP Q /hnRNP Q/SYNCRIP (NP_001153146.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60506
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eispackung