

Monoklonaler Anti-Hnrnp-U-Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00839

Artikelnummer: CM0009607

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes hnRNP U (Q00839), validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Chromatin, RNA-Biologie und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP-U-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3192
GeneID	3192
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1–100 des humanen hnRNP U (Q00839) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00839
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Kühlakku