

Anti-Hnrnp U Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00839

Artikelnummer: CM0028031

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen hnRNP U (SAF-A), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Chromatinarchitektur, Transkription und RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	hnRNP U Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAFA; DEE54; HNRPU; SAF-A; U21.1; pp120; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU-AS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3192
Gen-ID	3192
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 608-825 des humanen hnRNP U (NP_114032.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00839
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel