

Anti-Hnrnpa0 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13151

Artikelnummer: CM0028975

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HNRNPA0 (HNRPA0). Validiert für WB-, IP- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPA0 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPA0; HNRNPA0
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10949
Gen-ID	10949
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem HNRNPA0 (NP_006796.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13151
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistasche