

Anti-Hnrnpa3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb - P51991

Artikelnummer: CM0021283

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HNRNPA3 (P51991). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Hohe Spezifität, ideal zur Untersuchung des RNA-Transports und Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPA3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FBRNP; HNRPA3; D10S102; 2610510D13Rik; HNRNPA3
Art	Mensch
Gen-ID	220988
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen HNRNPA3 (NP_001317178.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51991
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku