

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Hnrnpcl1-Antikörper Für Wb Und Elisa - O60812

Artikelnummer: CM0023030

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HNRNPCL1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für die Erforschung des Nukleosomenaufbaus und des Chromatins. UniProt O60812, 32 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HNRNPCL1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPCL1; HNRNPCL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	343069
Gen-ID	343069
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus des humanen HNRNPCL1 entspricht (NP_001013653.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60812
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku