

Polyklonaler Anti-Hnrnpd-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Artikelnummer: CM0018142



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HNRNPDP (AUF1) für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Validiert in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die RNA-Biologie und die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPDP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPDO; HNRNPDP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3184
Gen-ID	3184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-306 des humanen HNRNPDP (NP_002129.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14103
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku