

Anti-Hnrnpd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Artikelnummer: CM0005354



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HNRNPd (AUF1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Ideal für Studien zu mRNA-Stabilität und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPd Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 des menschlichen HNRNPd (NP_112738.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14103
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel