

Anti-Hnrnpd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14103

Artikelnummer: CM0022908



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HNRNPd (AUF1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Wichtig für die Untersuchung von AU-reichen Element-vermittelten mRNA-Abbau und circadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPd Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPd0; HNRNPd
Spezies	Human
Gen-ID	3184 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-306 des humanen HNRNPd (NP_002129.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14103
Protein-Gewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel