

Anti-Hnrnpdl Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14979

Artikelnummer: CM0018560



Einführung

Poliklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches HNRNPDL, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Transkription und RNA-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPDL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliae	HNRNP; JKTBP; HNRNPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; laAUF1; HNRNPDL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9987
Gen-ID	9987
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 261–420 von menschlichem HNRNPDL (NP_112740.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14979
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel