


Anti-Hnrnp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P31943

Artikelnummer: CM0030526



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HNRNP1. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von prä-mRNA-Spleißen und hnRNP-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPH; HNRPH1; NEDCDS; hnRNP; HNRNP1
Spezies	Mensch
GenID	3187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 191-449 von humanem HNRNP1 (NP_005511.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31943
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel