

Anti-Hnrnpl Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P14866

Artikelnummer: CM0026432



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HNRNPL, ein RNA-bindendes Protein, das am Spleißen und der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Genexpressions- und Neurobiologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3191
Gen-ID	3191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 282-589 von humanem HNRNPL (NP_001524.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14866
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel