

Anti-Hnrnpl-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14866

Artikelnummer: CM0015944



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes HNRNPL (hnRNP-L) für Western Blot, IHC, IF/ICC und ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Geeignet für die RNA-Spleiß- und Neuronendifferenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Spezies	Human
GenID (Human)	3191
GenID	3191
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14866
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel