


Anti-Hnrnpr Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43390

Artikelnummer: CM0028163



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen HNRNPR, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur mRNA-Prozessierung und zum Spliceosom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Spezies	Human
GeneID	10236
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500 bis zum C-Terminus von humanem HNRNPR entspricht (NP_005817.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43390
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel