


Anti-Hnrnpr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, If/Icc, Elisa - O43390

Artikelnummer: CM0023448



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HNRNPR, eine Schlüsselkomponente von Ribonukleosomen, die an der prä-mRNA-Verarbeitung beteiligt sind. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Spleiß- und neurologische Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] HNRNPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; PR
Spezies	Human
GeneID (human)	10236
GeneID	10236
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-633 des humanen HNRNPR (NP_005817.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43390
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel