


Anti-Hnrnpul1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Buj2

Artikelnummer: CM0024231



Einführung

HNRNPUL1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines HNRNPUL1, einen Transkriptionsregulator und RNA-bindendes Protein. Ideal für die diagnostische Forschung im Bereich Transkription und mRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPUL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E1BAP5; E1B-AP5; HNRPUL1; HNRNPUL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11100
GenID	11100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 209-410 von menschlichem HNRNPUL1 (NP_008971.2) umfasst.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BUJ2
Proteingewicht	42-96 kDa
Versand	Eisbeutel