

Anti-Hnrpab Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99729

Artikelnummer: CM0021960



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HNRNPAB (HNRNPAB). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen. Zur Untersuchung der RNA-Bindung, der hnRNP-Funktion und der APOB-mRNA-Editierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPAB Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ABBP1; HNRNPAB; HNRNPAB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3182
Gen-ID	3182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-285 des menschlichen HNRNPAB (NP_004490.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99729
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel