

Anti-Hnrpll-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q8Wvv9

Artikelnummer: CM0018671



Einführung

Anti-HNRPLL-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HNRPLL (stromaler RNA-regulierender Faktor), einen wichtigen Regulator des alternativen Spleißens in verschiedenen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRPLL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRRF; HNRPLL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	92906
GeneID	92906
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-350 des humanen HNRPLL (NP_612403.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WVV9
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlbeutel