

Anti-Homer1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Ym7

Artikelnummer: CM0003708

Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Homer1 (HOMER, SYN47). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Homer1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; Homer1
Spezies	Human
GenID	9456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 101-220 von humanem HOMER1 (NP_004263.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q86YM7
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel