

Anti-Homer1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Ym7

Artikelnummer: CM0010864

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Homer1 (HOMER, SYN47, Ves-1). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA in Mensch und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Signalübertragung metabotroper glutamaterger Rezeptoren an Synapsen und der neuronalen Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Homer1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9456
GeneID	9456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-354 des humanen HOMER1 (NP_004263.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q86YM7
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku