

## Anti-Homer1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, If/Icc, Elisa) - Q86Ym7

Artikelnummer: CM0023360

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches HOMER1 (SYN47), ein postsynaptisches Gerüstprotein, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur synaptischen Plastizität und Kalziumsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HOMER1 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 9456                                                                                                                           |
| GenID             | 9456                                                                                                                           |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 71-170 von menschlichem HOMER1 (NP_004263.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                   |
| SWISS             | Q86YM7                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 40kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |