

Anti-Hooc4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09017

Artikelnummer: CM0028103

Einführung

Hochaffines kaninchenspezifisches polyklonales Antikörper gegen menschliches HOXC4, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem HOXC4, einem für die Entwicklung der anterior-posterioren Achse kritischen Homöobox-Transkriptionsfaktor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3221
GenID	3221
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-130 von menschlichem HOXC4 (NP_055435.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09017
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel