

Anti-Hook Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ujc3

Artikelnummer: CM0029596

Einführung

HOOK1 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Hook Homolog 1, ein Protein das an Vesikeltransport und Spermatogenese beteiligt ist. Ideal für Studien zur Entwicklungs- und Zellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOOK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HK1; HOOK1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51361
GeneID	51361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 489-728 des menschlichen HOOK1 (NP_056972.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJC3
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel