

Anti-Hook2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ed9

Artikelnummer: CM0005970

Einführung

HOOK2 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-HOOK2, ein Zentrosom- und Vesikeltransportprotein. Geeignet für Studien zur Aggresombildung und AP-4-Komplexverteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOOK2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HK2; HOOK2
Spezies	Human
GeneID (Human)	29911
GeneID	29911
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HOOK2 (Q96ED9) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96ED9
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel