


Anti-Hook3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vs8

Artikelnummer: CM0013288



Einführung

Kaninchen-anti-HOOK3 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-HOOK3, einen Dynein-Adapter, der den intrazellulären Transport und die Golgi-Organisation reguliert. Ideal für Studien zum Zytoskelett und Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOOK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HK3; HOOK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	84376
GeneID	84376
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 489-718 von humanem HOOK3 (NP_115786.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86VS8
Protein-Gewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel