

Anti-Hopx Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Bpy8

Artikelnummer: CM0024168

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HOPX (Homeodomain-only Protein), validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-HOPX, einen Regulator der Herzentwicklung, Tumorsuppression und chaperon-vermittelten Proteinfaltung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOPX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
Spezies	Human
Gen-ID	84525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-73 von humanem HOPX (NP_631957.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPY8
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel