

Anti-Hoxa10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31260

Artikelnummer: CM0026645

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches HOXA10 gerichtet ist, einen Homeobox-Transkriptionsfaktor, der an der Entwicklungsmusterbildung beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Genregulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PL; HOX1; HOX1H; HOX1.8; HOXA10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3206
GenID	3206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 236-336 von menschlichem HOXA10 (NP_061824.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31260
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel