

Anti-Hoxa11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P31270

Artikelnummer: CM0030623

Einführung

Anti-HOXA11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-HOXA11, einen Homeobox-Transkriptionsfaktor, der für die anteroposteriore Entwicklungsmusterung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOX1; HOX11; RUSAT1; HOXA11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3207
Gen-ID	3207
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem HOXA11 (NP_005514.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31270
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche