


Anti-Hoxa13 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31271

Artikelnummer: CM0004853



Einführung

HOXA13 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der entwicklungsbedingten Transkriptionsregulation. SWISS: P31271.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HOXA13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HOX1; HOX1J; HOXA13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3209
GenID	3209
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem HOXA13 (P31271) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31271
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel